

## Die Neuentwicklung von Bigla Care bietet eine Fülle von Vorteilen für Patienten und Pflege Essenza: das wohl innovativste Universalspitalbett der Schweiz

Das Universalspitalbett Essenza ist überall einsetzbar. Die Effizienz einer einzigen Plattform, ermöglicht eine unglaubliche Vielseitigkeit. Somit können die Bedürfnisse jeder Abteilung eines Spitals optimal abgedeckt werden, sowohl im Look als auch dank der vielfältigen Funktionen.

Pflegefachleute wollen sich mit Leidenschaft um ihre Patienten kümmern und sie in schwierigen Phasen unterstützen. Allerdings sind Fachkräfte knapp. Umso mehr sind alle Möglichkeiten willkommen, die den Pflegealltag erleichtern, Zeit sparen und den Patienten das Beste bieten. Hier schafft Essenza neue Perspektiven. Mit einer universellen Konfigurierbarkeit hat LINET die Möglichkeit geschaffen, das Universalspitalbett in verschiedenen Situationen, Abteilungen und Zwecken zu nutzen, ohne dabei auf die gleiche Plattform verzichten zu müssen. So wird erreicht, dass die Mitarbeitenden universell geschult werden und nicht lernen müssen, ein breites Portfolio verschiedener Betten zu bedienen.

### Einfachere Wartung, tiefere Betriebskosten

Gleichzeitig ging es darum, die Komplexität der Wartung sowie die Anzahl und die Kosten der Ersatzteile reduzieren. Im Akutbereich wurden zudem Funktionen eingeführt, die zum Zeitpunkt der Entwicklung von Essenza nur bei Intensivbetten verfügbar waren, wie z.B. die laterale Schwenkung oder EasyDrive® das angetriebene Rad, das dem Personal die Handhabung von Bett und Patienten erleichtert. – Zusammengefasst bietet Essenza folgende Trümpfe:

### Niedrigstposition:

Die Essenza 300 Serie verbessert die Sicherheit aller Patienten wesentlich

dank einer Niedrigstposition von nur 25.5 cm, was eine ideale Sturzprävention während der Schlafphasen bietet. Eine sichere Mobilisierung auf Sitzhöhe wird durch 40 cm erreicht, während für die optimale Pflege 78 cm möglich sind.

### Frühmobilisation:

Mobi-Lift®, Mobi-Pad & Mobi-Grips fördern die Mobilisierung des Patienten, was die Dauer des Krankenhausaufenthalts verkürzen und alle damit verbundenen Komplikationen verringern kann.

### Dekubitusprävention:

Die integrierte Air2Care-Matratze mit 2-Zellen-Wechseldrucktechnologie sorgt für eine effektive Druckentlastung.

### Sturzprävention:

Durch den Bremsalarm, die geringe Höhe und durch SafeSense 3 können Stürze verhindert werden.

### Verbesserter Patientenkomfort:

Intelligente Bettfunktionen verbessern den Patientenkomfort während des Krankenhausaufenthalts, erhöhen das Wohlbefinden und führen zu besseren Behandlungsergebnissen.

### Verbesserte Pflegeergonomie:

Die innovative laterale Schwenkung wird zum neuen Goldstandard in der Akutpflege mit erstklassiger Ergonomie für die Pflegekräfte und einer effektiven Mobilisierung der Patienten.

### Einfacher Patiententransport:

Funktionen wie EasyDrive® und die 5. Rolle erleichtern das Manövrieren des Bettes und unterstützen das Pflegepersonal beim Patiententransport.

### Vereinfachung der Pflegeabläufe

Die optional erhältlichen Produkte wie: SafeSense® 3, SmartTrack und die integrierte Air2Care-Matratze erleichtern die täglichen Aufgaben des Pflegepersonals und ermöglichen effizientere Arbeitsabläufe.

### Effizienter Krankenhausbetrieb

Eine einheitliche Bettenplattform für alle Krankenhausabteilungen ermöglicht signifikante Kostensenkungen und Zeitersparnis.

### Weitere Informationen

[www.bigla-care.ch](http://www.bigla-care.ch)

Das Universalspitalbett Essenza von Bigla Care bietet sehr viele Vorteile, ganz innovativ ist die laterale Schwenkung.

