



Bigla Care AG
 Bahnhofstrasse 4, CH-3507 Biglen
 T +41 31 700 92 00, F +41 31 700 92 81
 care@bigla.ch, www.bigla-care.ch

wissner-
 bosserhoff

Möbel für ein lebenswertes Ambiente

wissner-bosserhoff GmbH
 Hauptstraße 4-6
 D-58739 Wickede (Ruhr)
 Telefon: +49 (0) 23 77 / 784-0
 Telefax: +49 (0) 23 77 / 784-163
 E-Mail: info@wi-bo.de

www.wi-bo.de

soluna


Leseleuchte

Mit dem variabel positionierbaren Leuchtenkopf inklusive der individuell einstellbaren Lichtrichtung ist „soluna“ gleichermaßen eine als Lese- und Pflegeleuchte geeignete Lichtquelle. Licht als sinnliche Wahrnehmung beeinflusst das Wohlbefinden. Insbesondere für ältere Menschen und Pflegebedürftige mit häufig eingeschränktem Sehvermögen steigert richtiges Licht die Lebensqualität. Es unterstützt bei der Orientierung und bietet Sicherheit. Eine Lichtquelle in unmittelbarem Wirkungskreis des Bewohners trägt ihren Teil zum Komfort bei.




01 Ausleuchtung

Die am Bettrahmen anzubringende Leseleuchte ist optimal auf das Pflegebett abgestimmt und berücksichtigt ergonomisch die Bewohnerposition bei der Rücklehnenverstellung. Aufgrund ihres universellen Steckadapters passt „soluna“ nicht nur an wissner-bosserhoff-Pflegebetten.






02 Kabelmanagement

Um mehrere vom Bett abgehende Kabel zu vermeiden, kann die Designleuchte „soluna“ an einer E-Box angeschlossen werden. In der E-Box ist bereits ein 12V Trafo zum Betreiben der Leuchte enthalten. Das Netzkabel des Bettes wird ebenfalls in dieser E-Box angeschlossen, so dass zum Verfahren des Bettes nur ein Netzkabel gelöst werden muss.



03 Beweglichkeit

Die von „sieger design“ entworfene und von wissner-bosserhoff entwickelte Leseleuchte ist mit einem schwenkbaren Arm ausgestattet, der die exakte Positionierung auf das zu beleuchtende Objekt erlaubt. Sie kann in der Höhe durch einen Flexschlauch verstellbar und um 180 Grad gedreht werden. Durch die Schwenkbarkeit wird ein großer Beleuchtungsradius erreicht. Somit kann neben dem Bett auch der Nachttisch zur Ausleuchtung erreicht werden.



soluna
 50-0212 inkl. Trafo
 für Betrieb ohne E-Box
 50-0213 für E-Box 12V
 (Abb. 01, Mod.-Nr. 10-0221)



Sicherheit:

Das Qualitäts- und Sicherheitsmanagement arbeitet nach den Bestimmungen DIN EN ISO 9001:2000 und DIN EN ISO 13485:2003, unsere Betten incl. Zubehör tragen das CE-Zeichen.



wissner-
 bosserhoff

soluna
 Leseleuchte



„Lieb ist wohl allen das Licht;
aber am liebsten denen, die lange
in finsterner Nacht wandelten.“

Bernhard von Clairvaux

Licht ist, wie Feuer, eines der bedeutendsten Phänomene für alle Kulturen. Künstlich erzeugtes Licht aus Lampen ermöglicht dem Menschen heutzutage ein angenehmes und sicheres Leben. Gerade Licht für seniorengerechtes Wohnen muss von besonderer Güte sein, da die Sehkraft vieler Bewohner bereits stark eingeschränkt ist. Mehr als für junge Leute leistet das richtige Licht für Senioren nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Wohlbefinden, sondern es unterstützt bei der Orientierung und gibt dem Bewohner Sicherheit. Warmes, abgestimmtes Licht, kombiniert mit hochwertig verarbeitetem Design, so präsentiert sich die Halogen-Bettleseleuchte „soluna“.

Mit Blick auf die Pflegebettfamilien, insbes. contempora, wurde bei der Entwicklung von „soluna“ darauf geachtet dass sich die Leuchte in das Wohnumfeld integriert.

Warmes, abgestimmtes Licht mit hoher Lichtqualität bietet der Halogenstrahler, der durch die abgestimmte Reflektortechnik die Lichtwirkung homogen und blendfrei verteilt. Einen hohen Bedienkomfort sichert der leicht erreichbare Schnurschalter, der mit einer Orientierungs-Diode für die Betätigung in der Nacht leicht zu finden ist.

soluna leseleuchte

01




02



01 Pflegebett contempora im Design Q10 mit Nachttisch sd2 in Nussbaum und eingeschalteter „soluna“, Ausleuchtung des Lesebereiches in Liegeposition

02 Als besonderes Designelement der „soluna“ tritt der wellenförmige Lampenschirm mit seinem teilweise transluzenten Charakter hervor

03 Pflegebett carisma im Design T09 mit Nachttisch VT1 in Ahorn und eingeschalteter „soluna“, Ausleuchtung des Lesebereiches in Sitzposition mit angestellter Rückenlehne



03

Als besonderes Designelement tritt der wellenförmige Lampenschirm mit seinem teilweise transluzenten Charakter in den Vordergrund. Ausgestattet mit einem schwenkbaren Arm ermöglicht die gemeinsam mit sieger design gestaltete Leuchte die genaue Positionierung des Lichtpunktes in der Nähe des Objekts, welches beleuchtet werden soll.