

Verstehen,  
was Menschen  
brauchen.

Antidekubitus-  
matratze  
MOTUS

FACTSHEET

# Antidekubitusmatratze MOTUS



## Liegekomfort


Die Matratze bietet Patienten und Bewohnern bis zu einem Körpergewicht von ca. 150 kg bestmöglichen Komfort. Die hohe Stabilität garantiert zudem ein ausgezeichnetes Sicherheitsgefühl für kognitiv beeinträchtigte Personen.

## Einfacher Einsatz


Beide Liegeflächen sind identisch konzipiert. Dadurch können Anwendungsfehler eliminiert werden. Zudem wird ein regelmässiges Drehen und Wenden ermöglicht. Das verlängert die Lebensdauer von Motus merklich.

## Hygiene

Der Inkontinenz-Schutzbezug Obatex DA schützt den Matratzenkern vor Flüssigkeiten und ist sehr einfach oberflächlich zu reinigen. Der Bezug ist wasserdampfdurchlässig und resistent gegen organische Flüssigkeiten.



Der speziell konzipierte Fersen- und Schulterbereich ermöglicht eine grösstmögliche Druckentlastung.



### Dekubitus-Prävention

- hohe Druckentlastung
- fördert die Eigenbewegung
- unterstützt die Körperwahrnehmung
- kann Hautrötungen reduzieren
- optimierte Prophylaxe im Fersen- und Schulterbereich

### Entlastung Pflegepersonal

- unterstützt Patienten beim Sitzen und Aufstehen
- fördert Eigenmobilität
- vereinfachter Transfer von Bewohnern
- kann Positionierungsintervalle verlängern
- 2 identische Liegeflächen

### Hoher (Liege-)Komfort

- optimale Körperanpassung
- hohe Stabilität
- für adipöse Bewohner/Patienten geeignet

### Härtegrad

weich-mittel

### Dekubitusgrad

3

### Patientengewicht

150 kg

### Grösse Standard

90 x 200 cm, alle Grössen erhältlich

### Höhe

15 cm

### Matratzengewicht

ca. 13 kg

### Raumgewicht

48 kg/m<sup>3</sup> / 50 kg/m<sup>3</sup> / 40 kg/m<sup>3</sup>

### Kern

Spezial Schaumstoffkonstruktion aus EvoPore HRC 120 p, HRC 190 p und HRC 75 p, mit Längskantenverstärkung, bezogen mit einem Trikot Schutzbezug

### Bezug

Obatex DA beige, aquamarin, inselrot oder blau, flammhemmend

Brandklasse A, Normen 12952 1-2

Bezug waschbar bis 95°C, tumblerfest

Kern: 10 Jahre (ab 3. Jahr pro Rata) auf

Durchliegen / Bezug: 2 Jahre

ISO EN 9001/2015

### Pflege

### Garantie

### Swiss made