

Produktspezifikation

Therapeutische Matratze VarioMatt - Mod. 50-0940



Allgemeine Eigenschaften:

- Therapeutische Oberfläche zur Dekubitusprävention
- Ideales Verhältnis aus hoher Druckentlastung, Eigenmobilisation und Not-Evakuierung
- Hoher Liegekomfort durch hochwertigen Polyäther-Kaltschaum
- Mit Wendemöglichkeit durch identische Ober- und Unterseite
- 10 cm breite Randzonenverstärkung an beiden Längsseiten
- Härtegrad: weich-mittel | Patientengewicht: 150 kg

Aufbau der Matratze:

- 3-schichtiger Schaumstoffkern aus hochelastischem Polyäther-Kaltschaum
- Ober- und Unterseite aus jeweils 4,5 cm Kaltschaum, Raumgewicht 40 kg / m³, Stauchhärte 2,9 kPa
- Mittelteil aus 6 cm Kaltschaum, Raumgewicht 55 kg / m³, Stauchhärte 3,7 kPa
- Überzug mit Trikotstrumpf

Matratzenbezug:

- Farbe: Aqua Plus anthrazit
- Flammhemmend gemäss BS 7175 CRIB 5
- Flächengewicht: 230g/m²
- 3-seitiger U-Reißverschluss
- Bi-elastisch, formbeständig, und langlebig
- Flüssigkeits-, bakterien- und virendicht nach ISO 1420
- Atmungsaktiv (Wasserdampfdurchlässigkeit nach ASTM 96-66 550 g/m² in 24 h bei 38° C)
- Wirkt druckentlastend und verringert die Staubemission
- Antimikrobiell wirkend mit Silberionen (keine Nanopartikel)
- Latexfrei
- Beständigkeit gegen herkömmliche chemische Desinfektionsmittel sowie Blut, Urin, Salben, Öle und Fette
- 4 extra stabile Haltegriffe, geeignet zur Not-Evakuierung

Aufbereitung:

- Umfassende Pflege und Aufbereitung möglich



Wisch-
desinfektion



95°



nicht mangeln



bis 75° C



flüssigkeitsdicht



bakterien- und
virendicht



schwer-
entflammbar