

sentida sc-xxl

Das neue Spezial-Pflegebett für Adipositas-Konzepte
Le nouveau lit de soins spécial pour les résidents corpulents



**Automatikfunktionen (schlüsselgesichert):
Komfortsitz- u. Beinhochlage-Automatik**

*Fonctions automatiques (sécurisés par clé) :
positions de prophylaxie et fauteuil automatiques*

Smartes Seitensicherungskonzept SafeFree® fix & flex für effektive Pflege und hohe Bewohnersicherheit angepasst an unterschiedliche Anforderungen

Concept intelligent de barrières latérales SafeFree® fix & flex pour des soins efficaces et une sécurité élevée pour les résidents, adapté à différentes exigences

4-Stopp-Strategie mit Zwischenstopp bei ca. 41 cm als Betausstiegsposition, zusätzlicher Sicherheitsstopp bei ca. 31 cm

Stratégie à 4 arrêts avec arrêt automatique à 41 cm pour mobiliser le patient à hauteur siège, arrêt de sécurité supplémentaire pour résidents de petite taille à 31 cm.

Fahr- und bremsbar in jeder Position

Conduite et freinage possibles dans toutes les positions

Mobil und zentral bremsbar, Laufrollen Tente Integral 100 mm

Mobile et freinable de manière centrale, roulettes Tente Integral 100 mm

Flexible Bettverlängerung per Flügelschraube

Rallonge de sommier intégrée à vis papillons

Members of LINET Group

Liegefläche 120 x 200 cm, geeignet für Matratzenmass ca. 120 x 200 cm
Surface de couchage 120 x 200 cm, convient pour matelas de 120 x 200 cm

Aussenmass: ca. 137 x 206 cm
Dimensions extérieures : env. 137 x 206 cm

Sichere Arbeitslast: 300 kg
Charge de fonctionnement max. en sécurité : 300 kg

Max. Bewohnergewicht: 265 kg¹⁾
Max. poids du résident : 265 kg¹⁾

Gewicht des Bettes ca. 160 kg (ohne Zubehör), je nach Ausstattung
Poids du lit env. 160 kg (sans accessoires), en fonction de l'équipement

¹⁾ **Herstellerempfehlung:**

Das maximale Bewohnergewicht von 265 kg kann in Abhängigkeit des Gewichts der verwendeten Matratze und des Zubehörs erhöht werden. Bsp.: sichere Arbeitslast 300 kg - Matratze 10 kg - Zubehör 10 kg = max. Patientengewicht 265 kg.

¹⁾ *Recommandation du fabricant :*

*Le poids maximal du résident peut être augmenté en fonction du poids du matelas et des accessoires utilisés.
Ex. : charge de travail sûre 300 kg - matelas 10 kg - accessoires 10 kg = poids maximal du résident 265 kg*

