

Members of LINET Group

Alarmgeber

Bei uns finden Sie ein breites Sortiment an technischen Hilfsmitteln, die einfach und kostengünstig installierbar sind. Zudem sind sie jederzeit erweiterbar, da sämtliche Komponenten untereinander kompatibel sind (Baukastenprinzip).

Sie finden bei uns **die grösste Auswahl** an Alarmierungs-Produkten, die über unseren Funk-Rufempfänger **mit der bestehenden Lichtrufanlage verbunden werden**, beliebig erweiterbar!



Tastsender rot

- Kann überall schnell und einfach mit dem Senderhalter montiert werden
- Einfache Montage, Funktaster, keine Stromversorgung nötig
- wird mit Batterie versorgt
- Wasserfest, Montage sowohl in trockenen Räumen wie auch in Nassräumen möglich
- Optisches Signal bei schwacher Batterie
- Im Notfall drücken, sendet das Notrufsignal an die Lichtrufanlage oder den Steckdosen-Rufmelder



Senderhalter zu Tastsender

PPS-ACC-28

- Senderhalter für Tastsender PPS-TS-G/R
- Einfache Montage mit Klebeband oder Schraube



Batteriewechselset

Members of LINET Group



Halsbandsender,

Halsband mit Sollbruchstelle

PPS-HBS

- Notrufsender immer griffbereit
- **Es darf damit geduscht oder gebadet werden, da Sender gegen starkes Strahlwasser geschützt IP65**
- Optisches Signal bei schwacher Batterie
- Im Notfall den roten Knopf drücken, der Sender sendet per Funk das Notrufsignal an die Lichtrufanlage oder an den Steckdosen-Rufmelder



Ersatz-Halsband mit Sollbruchstelle



Armbandsender

PPS-ABS

- Notrufsender immer am Handgelenk
- **Es darf damit geduscht oder gebadet werden, da Sender gegen starkes Strahlwasser geschützt IP65**
- Optisches Signal bei schwacher Batterie
- Im Notfall den roten Knopf drücken, der Sender sendet per Funk das Notrufsignal an die Lichtrufanlage oder an den Steckdosen-Rufmelder



Ersatz-Armband

Members of LINET Group



Funk-Rufempfänger

PPS-RE07

Konfiguration Rufempfänger an Rufanlage

Konfiguration Rufempfänger an Rufanlage mit Ein-/Ausschalter und Steckernetzteil

Konfiguration Rufempfänger an Ascom-Anlage

Dieser Funk-Rufempfänger dient als **Basis**, es können bis zu 32 verschiedene Alarmierungs-Produkte pro Funk-Rufempfänger eingesetzt werden.

Verlangen Sie von uns das Rufanlagen-Typenblatt, damit wir über die nötigen Angaben zur Konfiguration an Ihre Rufanlage verfügen.