

Alarmgeber

Bei uns finden Sie ein breites Sortiment an technischen Hilfsmitteln, die einfach und kostengünstig installierbar sind. Zudem sind sie jederzeit erweiterbar, da sämtliche Komponenten untereinander kompatibel sind (Baukastenprinzip).

Sie finden bei uns **die grösste Auswahl** an Alarmierungs-Produkten, die über unseren Funk-Rufempfänger **mit der bestehenden Lichtrufanlage verbunden werden**, beliebig erweiterbar!



Türwächter, inkl. 1 Magnetschlüssel

- Einfachste Montage ohne Kabelinstallation
- Keine Montagebohrung erforderlich
- Variabel montierbar mittels Klinkenadapter
- Leicht demontierbar
- Batteriebetrieb, mit „Batterie schwach“-Meldung
- Durch Personal einfach zu aktivieren, resp. deaktivieren



Pneumatik-Rufkissen

- Speziell geeignet zur Rufauslösung für Personen mit geriatrischen/ motorischen Einschränkungen
- Ausgerüstet mit hochempfindlichen, pneumatischen Drucksensoren
- Sensitiv über beide Kissen-Seiten
- Mit Knopfzellen-Batterie
- Grösse ca. 180x100 mm



Tastsender rot

- Kann überall schnell und einfach mit dem Senderhalter montiert werden
- Einfache Montage, Funktaster, keine Stromversorgung nötig
- wird mit Batterie versorgt
- Wasserfest, Montage sowohl in trockenen Räumen wie auch in Nassräumen möglich
- Optisches Signal bei schwacher Batterie
- Im Notfall drücken, sendet das Notrufsignal an die Lichtrufanlage oder den Steckdosen-Rufmelder



Senderhalter zu Tastsender

PPS-ACC-28

- Senderhalter für Tastsender PPS-TS-G/R
- Einfache Montage mit Klebeband oder Schraube



Batteriewechselset



Halsbandsender, Halsband mit Sollbruchstelle

PPS-HBS

- Notrufsender immer griffbereit
- **Es darf damit geduscht oder gebadet werden, da Sender gegen starkes Strahlwasser geschützt IP65**
- Optisches Signal bei schwacher Batterie
- Im Notfall den roten Knopf drücken, der Sender sendet per Funk das Notrufsignal an die Lichtrufanlage oder an den Steckdosen-Rufmelder



Ersatz-Halsband mit Sollbruchstelle



Arbandsender

PPS-ABS

- Notrufsender immer am Handgelenk
- **Es darf damit geduscht oder gebadet werden, da Sender gegen starkes Strahlwasser geschützt IP65**
- Optisches Signal bei schwacher Batterie
- Im Notfall den roten Knopf drücken, der Sender sendet per Funk das Notrufsignal an die Lichtrufanlage oder an den Steckdosen-Rufmelder



Ersatz-Armband



Tür-/Fensterkontakt

- In Kombination mit dem Rufempfänger PPS- RE07 wird ein Alarm auf die Rufanlage weitergeleitet/ausgelöst, sobald die Türe oder das Fenster geöffnet wird
- Es ist ebenfalls möglich, das Schliessen von Türen bemerkbar zu machen
- Den Funkkontakt an Türe oder Fenster mit ankleben oder schrauben, keine Stromversorgung nötig
- Optisches Signal bei schwacher Batterie



Funk-Sensortaster

- Extra grosse Taste
- Kann überall einfach montiert werden
- Einfache Montage, mit doppelseitigem Klebeband oder Schraube
- Funktaster, keine Stromversorgung nötig, wird mit Batterie versorgt
- Geeignet für trockene Räume, z.B. Schlafzimmer, Wohnzimmer, Treppe usw.
- Im Notfall berühren, sendet das Notrufsignal an die Lichtrufanlage oder den Steckdosen-Rufmelder
- Funk-Sensortaster reagiert bereits auf **leichte Berührung**, kein Drücken nötig



Steckdosen-Empfänger (Preis exkl. LED Nachtlicht)

- In Kombination mit einer Alarmmatte oder der Bettkantenmatte kann bei Auslösen des Maternalarms Licht geschaltet werden, z.B. der Weg zur Toilette = **verminderte Sturzgefahr!**
- **Das Schalten des Lichts ist sowohl mit als auch ohne Alarmierung möglich**
- Licht kann manuell gelöscht werden, oder
- Licht löscht automatisch über den integrierten Timer nach 7 Minuten (Zeiteinstellung fix, andere Zeiteinstellung nicht möglich)
- In diesen Steckdosen-Empfänger kann auch jede beliebige Lampe (Stehleuchte, Nachttischlampe) anstelle eines Nachtlichts eingesteckt werden



Funk-Rufempfänger

PPS-RE07

Konfiguration Rufempfänger an Rufanlage

Konfiguration Rufempfänger an Rufanlage mit Ein-/Ausschalter und Steckernetzteil

Konfiguration Rufempfänger an Ascom-Anlage

Dieser Funk-Rufempfänger dient als **Basis**, es können bis zu 32 verschiedene Alarmierungs-Produkte pro Funk-Rufempfänger eingesetzt werden.

Verlangen Sie von uns das Rufanlagen-Typenblatt, damit wir über die nötigen Angaben zur Konfiguration an Ihre Rufanlage verfügen.