

Members of LINET Group

## Alarmtrittmatten

**Die exklusiven Bettenausstiegs-Alarmmatten im Bigla Care Sortiment erhöhen, gezielt platziert, die Sicherheit der Bewohner.**

Sturzgefährdete Personen lösen automatisch Alarm aus, wenn sie aus dem Bett steigen oder sogar fallen. Die Alarmtrittmatten funktionieren über Funk, lassen sich aber mittels Kabel an fast alle Lichtrufanlagen anschliessen.



**Alarmtrittmatte mit Tragegriffen, Funk grau**

**PPS-AMT 530/1**

- **Geeignet für den Einsatz in Spital, Alters- und Pflegeheim**
- **Der Rufempfänger PPS-RE07** leitet den von der Matte ausgesendeten Alarm per Funk an die Lichtrufanlage weiter
- Oberfläche resistent gegen Blut, Urin und andere Flüssigkeiten
- Rutschfeste und strapazierfähige Noppenstruktur gibt Sicherheit
- Abgeschrägte Kanten vermeiden Stolpergefahr
- Befahrbar mit Liftersystem und Rollator
- Masse 110 x 70x0,9cm
- Batterieversorgung



**Funk-Rufempfänger**

**PPS-RE07**

**Konfiguration Rufempfänger an Rufanlage**

**Konfiguration Rufempfänger an Rufanlage mit Ein-/Ausschalter und Steckernetzteil**

**Konfiguration Rufempfänger an Ascom-Anlage**

Dieser Funk-Rufempfänger dient als **Basis**, es können bis zu 32 verschiedene Alarmierungs-Produkte pro Funk-Rufempfänger eingesetzt werden.

Verlangen Sie von uns das Rufanlagen-Typenblatt, damit wir über die nötigen Angaben zur Konfiguration an Ihre Rufanlage verfügen.