

Alarmtrittmatten

Die exklusiven Bettenausstiegs-Alarmmatten im Bigla Care Sortiment erhöhen, gezielt platziert, die Sicherheit der Bewohner.

Sturzgefährdete Personen lösen automatisch Alarm aus, wenn sie aus dem Bett steigen oder sogar fallen. Die Alarmtrittmatten funktionieren über Funk, lassen sich aber mittels Kabel an fast alle Lichtrufanlagen anschliessen.



Alarmtrittmatte mit Tragegriffen, Funk grau

PPS-AMT 530/1

- **Geeignet für den Einsatz in Spital, Alters- und Pflegeheim**
- **Der Rufempfänger PPS-RE07** leitet den von der Matte ausgesendeten Alarm per Funk an die Lichtrufanlage weiter
- Oberfläche resistent gegen Blut, Urin und andere Flüssigkeiten
- Rutschfeste und strapazierfähige Noppenstruktur gibt Sicherheit
- Abgeschrägte Kanten vermeiden Stolpergefahr
- Befahrbar mit Liftersystem und Rollator
- Masse 110 x 70x0,9cm
- Batterieversorgung



Funk-Rufempfänger

PPS-RE07

Konfiguration Rufempfänger an Rufanlage

Konfiguration Rufempfänger an Rufanlage mit Ein-/Ausschalter und Steckernetzteil

Konfiguration Rufempfänger an Ascom-Anlage

Dieser Funk-Rufempfänger dient als **Basis**, es können bis zu 32 verschiedene Alarmierungs-Produkte pro Funk-Rufempfänger eingesetzt werden.

Verlangen Sie von uns das Rufanlagen-Typenblatt, damit wir über die nötigen Angaben zur Konfiguration an Ihre Rufanlage verfügen.