

MULTICARE X & OPTICARE X

Turn to Better Care



Das neue Premium-Intensivbett Multicare X von wissner-bosserhoff, mit lateraler Schwenkung der Liegefläche, neuartiger Bedienphilosophie und innovativer Matratze, Opticare X, mit konstantem Niedrigdruck.

Verbesserter Patienten Outcome



Verbesserung der pulmonalen Funktion

Die seitliche, automatische Schwenkung, welche die elektrische Impedanztomographie berücksichtigt, kann pulmonale Komplikationen und Dysfunktionen im Zusammenhang mit einer mechanischen Beatmung verbessern.



Frühmobilisation

Unser Frühmobilisationsprogramm mit dem Mobi-Lift®-Griff oder der lateralen Schwenkung kann die Genesung der Patienten verbessern und gezielt unterstützen.



Dekubitusprävention

Opticare X mit konstantem Niedrigdruck und patentierter Sensortechnologie für eine automatische, optimale Druckregulierung zur Dekubitusprävention. Jetzt verfügbar mit den Modi Bauchlagerung und Mobilisation, um die vielfältigen Bedürfnisse aller Patienten zu erfüllen zu können.



Sturzprävention

Komplexe Funktionen wie der Multizone Bed Exit Alarm oder die automatisch festgestellte i-Brake®-Funktion, können die Patientensicherheit in unterschiedlichen Situationen unterstützen.



Unterstützung der Pflegethemen

Funktionen wie ErgoFrame®, Opticare X Mobile Mode oder integrierte USB-Ladestationen tragen zum Komfort und zur Autonomie der Patienten bei.

Optimierte Prozesse für Pflegekräfte




Verbesserte Pflegergonomie

Die laterale Schwenkung der Liegefläche gestaltet die tägliche Arbeit für das Pflegepersonal einfacher, sicherer und ergonomischer.



Einfacher Patiententransport

Der Transport erfordert durch das geringe Gewicht des Bettes weniger Körperkraft. Zudem unterstützt die fünfte motorisierte Fahrrolle, welche über die i-Drive Power®-Steuerung bedient werden kann. Die integrierten, teleskopierbaren Schiebegriffe unterstützen zusätzlich den Komfort während innerklinischer Transfersituationen.



Vereinfachung von Pflegeabläufen

Die Komplexität häufiger und kritischer Verfahren kann dank intuitiver und ergonomischer Bedienelemente wie Ein-Tasten-Funktionen oder der automatischen Bremse (i-Brake®) minimiert werden.



Unterstützung durch Digitalisierung

Unsere Smart Care Lösungen wie SafetyPort können dem Pflegepersonal helfen, administrative Aufgaben zu reduzieren.

Entdecken Sie die Vorteile



Verbesserung der pulmonalen Funktion

Individuelle Unterstützung der pulmonalen Funktionen, basierend auf dem individuellen, klinischen Zustand des Patienten. Die Effektivität kann mittels der elektrischen Impedanztomographie visualisiert werden.



Mobilisierung immobiler Patienten

Mikrolagerungen sowie die Durchführung einer schrittweisen, sanften lateralen Schwenkung berücksichtigen die Bedürfnisse hämodynamisch instabiler Patienten und eine achsweise Drehung der Wirbelsäule.



Einfacher Patiententransfer

Die laterale Schwenkung der Liegefläche unterstützt einen einfacheren, rückschonenden und stressreduzierten Patiententransfer.



Gezielte Unterstützung von Pflegeaktivitäten

Die laterale Schwenkung der Liegefläche kann die tägliche Pflege (z.B. Körperpflege, Wäschewechsel) ergonomischer und sicherer gestalten.



Frühmobilisation

Durch die laterale Schwenkung kann die Out-of-Bed-Phase für den Patienten erleichtert werden. Der Mobi-Lift® bietet zusätzlich eine feste Stütze für den Patienten während der Mobilisation.



bigla
care

■ ■ wissner-
■ ■ bossert-hoff

Members of LINET Group

Bigla Care AG
Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Switzerland
T +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch



Product video



multicarex.wi-bo.de