



Verstehen,
was Menschen
brauchen.

Bigla Kranken-/Esstisch

FACTSHEET

Bigla Kranken-/Esstisch



Praktisch für die Ablage, fürs Essen oder die Lektüre: Der Krankentisch von Bigla erfüllt zentrale Ansprüche. Per Knopfdruck stufenlos höhenverstellbar, wird aus einem Esstisch dank der schwenkbaren Tischplatte schnell eine praktische Ablage, um entspannt ein Buch zu lesen oder ein Kreuzworträtsel zu lösen.

Zudem ist der Krankentisch sehr Platz sparend und kann unter die Bigla Nachttische gefahren oder sogar in dieselben integriert werden.

Die Höhe lässt sich stufenlos von 72 bis 118 cm einfach per Knopfdruck verstellen und ist auch einhändig bedienbar.

Der Kranken- bzw. Esstisch kann unter die Bigla Nachttische Vario und Primo gefahren werden.

Höhe

von 72 bis 118 cm verstellbar

Gestell

Stahlrohr hellgrau pulverbeschichtet, Art. 8740205338

Stahlrohr weiss RAL 9016, Art. 8740205346

Tischplatte

78.5 x 40 cm, Kunststoff (selbe Farbe wie Stahlrohr)

Maximale Last

5 kg

