

■ ■ wissner-  
■ ■ bosserhoff

Funktionale Eleganz in der Pflege

## Pädiatriebetten


Von der Geburt bis zum Jugendlichen



# Kleine Patienten liegen uns am Herzen

## Pädiatriebetten-Portfolio

Eine Krankheit ist schon Belastung genug, das Kind fühlt sich nicht wohl und ist nicht in seiner gewohnten Umgebung zu Hause. Durch das kindgerechte Design geben wir den kleinen Patienten das Gefühl von Geborgenheit und schaffen eine spielerische Atmosphäre, um so das Wohlbefinden und die Heilung zu unterstützen. Entdecken Sie unser Pädiatriebetten-Portfolio vom Entbindungs- bis Jugendbett.



Seiten  
6 - 7



Seiten  
9 - 11

Seiten  
12 - 13



# Der Allrounder für groß und klein

Klinikbett mit kindgerechtem Seitensicherungskonzept | eleganza 2 junior kit

Das Klinikbett eleganza 2 setzt neue Maßstäbe in seinem Seitensicherungskonzept, Verarbeitungsqualität und seinem Design. Es ist das erste Bett dieser Art und bildet den Standard für ein modernes Klinikbett. Es verfügt über innovative Funktionen, smarte Details und ist universell auf allen Stationen einsetzbar. Dabei erleichtert eleganza 2 anspruchsvolle Pflegeroutinen und schafft dank seines modernen Designs eine angenehme Atmosphäre für Patienten.



junior kit

Das Universalklinikbett eleganza 2 kann mit Wahl des junior kit in ein Kinder- und Jugendbett umgewandelt werden.

Kinder  
ab 4 Jahren  
Körpergröße-  
mind. 90 cm

**Stabiler Seitensicherungsschutz**  
Das junior kit bietet eine geteilte Seitensicherungslösung mit für pädiatrische Patienten optimierten Abständen zur Sturzprävention und reduziertem Klemmrisiko. Desweiteren bieten die Seitensicherungen dem Patienten Halt bei der Mobilisation.

**Automatischer Rückzug der Rückenlehne**  
Der automatische Rückzug erweitert das Platzangebot im Beckenbereich, reduziert Scher- und Reibungskräfte und erhöht den Patientenkomfort.

**Patentierter Hubsäulentechologie**  
Die Hubsäulenkonstruktion erleichtert die Aufbereitung des Bettes und bietet eine sichere Arbeitslast von 250 kg.

**30° Stopp**  
Weitere praktische Details wie z.B. der automatische 30° Stopp der Rückenlehne oder das besondere Transportkonzept erleichtern die Pflege.



# Gesamtübersicht zur Produktauswahl



mimi

Säuglinge bis 15 kg



tom 2

Kinder von 6 Monaten bis 4 Jahren  
Körpergröße: bis zu 100 cm



eleganza 2 junior kit

Kinder ab 4 Jahre  
Körpergröße: mindestens 90 cm



# Technische und elektrische Daten

## Technische Daten

	mimi	tom 2	eleganza 2 junior kit
Größe	92 x 57 cm	160 x 83 cm	223 x 100 cm
Empfohlene Matratzengröße	65 x 35	142 x 70 cm	200 x 90 cm
Höhenverstellung	64 - 94 cm	58 - 83 cm	39,5 - 77,5 cm
Trendelenburg/ Antitrendelenburg	14°/14°	15°/15°	16°/16°
Sichere Arbeitslast	20 kg	75 kg	250 kg





# ■ ■ wissner- ■ ■ bosserhoff

Member of LINET Group

**wissner-bosserhoff GmbH**

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr)

Tel.: +49 2377.784-0 | Fax: -163 | [info@wi-bo.de](mailto:info@wi-bo.de) | [wi-bo.de](http://wi-bo.de)



**bigla**  
care

Bigla Care AG  
Bahnhofstrasse 4, CH-3507 Biglen  
T +41 31 700 92 00  
[info@bigla-care.ch](mailto:info@bigla-care.ch), [www.bigla-care.ch](http://www.bigla-care.ch)