


# Spécification de produit

## Matelas VarioMatt - Mod. 50-0940



L'illustration montre le noyau de mousse sans renfort latéral

### Propriétés générales :

- Compromis idéal de décharge de haute pression, d'auto-mobilisation et d'évacuation d'urgence
- Grand confort de couchage grâce à la mousse à froid polyéther de haute qualité
- Avec possibilité de tourner grâce au haut et au bas identiques
- Renfort de zone latéral de 10 cm de large sur les deux côtés longs

### Structure du matelas :

- Noyau en mousse à 3 couches en mousse froide de polyéther hautement élastique
- Haut et bas de chaque mousse froide de 4,5 cm, densité 40 kg/m<sup>3</sup>, résistance à la compression 2,9 kPa
- Partie médiane en mousse froide 6 cm, densité 55 kg/m<sup>3</sup>, résistance à la compression 3,7 kPa
- Couverture intérieure bas tricot

### Housse Matelas::

- Couleur : Aqua Plus anthracite
- Grammage : 230 g/m<sup>2</sup>
- Fermeture éclair sur 3 cotés
- Bi-élastique, indéformable et durable
- Étanche aux liquides, bactéries et virus selon ISO 1420
- Respirant (perméabilité à la vapeur d'eau selon ASTM 96-66 550 g/m<sup>2</sup> en 24 h à 38°C)
- Soulage la pression et réduit les émissions de poussière
- Effet antimicrobien avec des ions d'argent (pas de nanoparticules)
- sans latex
- Résistance aux désinfectants chimiques conventionnels ainsi qu'au sang, urine, onguents, huiles et graisses
- 4 poignées extra stables, adaptées à l'évacuation d'urgence

### En traitement:

- Entretien et traitement complets possibles

