

Comprendre
ce dont chacun
a besoin.

Matelas
prévention
d'escarres
HOSPISOFT

FACTSHEET

Matelas prévention d'escarres HOSPISOFT

Excellente prévention d'escarres – testé en clinique

Confort exceptionnel

Pas de points de pression; moins de transpiration grâce à un confort de couchage sec et sain; plus de sécurité grâce aux bordures renforcées; pas de perte de sensation corporelle; bon soutien

Bon investissement

Nouveau matelas pour patients et résidents de homes satisfaits; extrême longévité et grande solidité; haute qualité suisse; bonnes prestations de garantie par OBA respectivement Bigla Care

Utilisation simple

Nettoyage simple de la housse en Obatex DA; pas de risque de confusion – HOSPISOFT est utilisable des deux côtés; s'utilise comme prévention des escarres ou comme matelas normal; convient parfaitement aux résidents de homes jusqu'à 150 kg

Hygiène


La housse contre l'incontinence en Obatex DA protège le matelas de l'humidité et est simple à nettoyer. La housse est imperméable aux liquides mais perméable à la vapeur d'eau.

Allègement de la pression

La nouvelle mousse garantit une prévention efficace des escarres. La profilation latérale et transversale s'adapte parfaitement à la morphologie du patient.

Sécurité


Les deux bordures latérales offrent une grande stabilité et servent en même temps comme aide au lever du patient. La zone médiane intermédiaire augmente en plus le confort de couchage.



Moins de transpiration

Les canaux d'aération verticaux et horizontaux garantissent une ventilation optimale du noyau. Il en résulte un agréable confort de couchage.

EvoPore HRC garde sa très grande stabilité et son haut pouvoir de soutien durant la nuit.



Diminution de la dureté du matelas en usage.

Degré de fermeté

tendre – moyen

Degré de décubitus

3

Poids du patient

jusqu'à 150 kg

Grandeur standard

90 x 200 cm, toutes grandeurs disponibles

Hauteur

15 cm

Poids du matelas

13 kg

Densité

45 / 40 kg/m³

Noyau

7 zones mousse EvoPore

Bordures latérales renforcées

50 kg/m³

Poignées

sur demande 4 ou 8

Housse

Obatex DA beige, difficilement inflammable classification feu A, normes 12952 1-4
housse lavable à 95°C, sèche-linge

Entretien

Garantie

noyau: 10 ans (dès 3^e année pro rata)
housse: 2 ans

Swiss made

EN ISO 9001/2000