

Comprendre  
ce dont chacun  
a besoin.

Matelas  
prévention  
d'escarres  
MOTUS

FACTSHEET

# Matelas prévention d'escarres MOTUS



## Confort de couchage


Le matelas offre aux patients et aux résidents d'un poids corporel pouvant atteindre 150 kg environ le meilleur confort possible. Sa stabilité élevée garantit également un excellent sentiment de sécurité pour les personnes souffrant de troubles cognitifs.

## Simplicité d'utilisation


Les deux surfaces de couchage sont conçues de manière identique. Cela permet d'éviter les erreurs d'utilisation. De plus, il est possible de tourner et retourner régulièrement le matelas. Cela prolonge considérablement la durée de vie de Motus.

## Hygiène

La housse de protection contre l'incontinence Obatex DA protège le matelas contre les liquides. Elle est très facile à nettoyer en surface. La housse est perméable à la vapeur d'eau et résiste aux liquides organiques.



La conception spéciale de la zone des talons et des épaules permet d'obtenir le plus grand soulagement possible de la pression.



### Prévention des escarres

- soulagement élevé de la pression
- favorise la mobilité
- améliore la perception corporelle
- peut réduire les rougeurs de la peau
- prophylaxie optimisée dans la zone des talons et des épaules

### Une aide pour le personnel soignant

- aide les patients à s'asseoir et à se lever
- favorise la mobilité indépendante
- facilite le transfert des résidents
- possibilité de prolonger les intervalles de positionnement

### Plus de confort (de couchage)

- adaptation optimale au corps
- grande stabilité
- approprié pour les patients obèses

### Degré de dureté

### Stade d'escarres

### Poids du patient

### Taille standard

### Hauteur

### Poids du matelas

### Densité

### Matelas

### Housse

### Entretien

### Garantie

### Swiss made

Moelleux-moyen

selon l'EPUAP: 3

150 kg

90 x 200 cm, toutes tailles disponibles

15 cm

13 kg env.

48 kg/m<sup>3</sup> / 50 kg/m<sup>3</sup> / 40 kg/m<sup>3</sup>

Construction en mousse spéciale en EvoPore HRC 120 p, HRC 190 p et HRC 75 p, avec bordures renforcées, recouvert d'une housse intérieure en tricot

Obatex DA beige, aquamarine, rouge ou bleu, ignifuge, classe de feu A, normes 12952 1-2  
Housse lavable jusqu'à 95 °C  
résistante au sèche-linge

Matelas: 10 ans (à partir de la 3<sup>e</sup> année, au prorata) / Housse: 2 ans

ISO EN 9001/2015