




## Members of LINET Group



Comprendre ce dont chacun a besoin.

Tables de nuit Bigla Primo et Bigla Primo basse

**FACTSHEET** 

# Table de nuit Bigla Primo/Primo basse

Les tables de nuit Bigla sont des meubles appréciés dans la chambre de malade/d'hôpital et d'une fonctionnalité convaincante.

Pouvant être personnalisées individuellement, les tables de nuit offrent une grande flexibilité.





Placement de supports de lampe selon désidératas (jusqu'à quatre unités).

Teintes : disponible en différents décors bois ainsi qu'en plusieurs coloris Pfleiderer selon désidératas

Tiroirs, niches et clapets permettent de composer un système fonctionnel de rangement et de desserte dans lequel, grâce à une bonne vue d'ensemble, on s'y retrouve rapidement et facilement. Des cuvettes de rangement pratiques sont disponibles sur demande.

Pour votre table de nuit **Bigla Primo** et **Primo basse** individuelle, laissez-vous conseiller de Bigla Care.



## Table de nuit Bigla Primo/Primo basse



La version **Primo BT** possède une table de malade/à manger intégrée.

En alternative, nous recommandons de compléter la table de nuit Primo avec la table de malade mobile Bigla qui se glisse sous toutes les tables de nuit Bigla.

Le modèle **Primo basse** est une table de nuit de fabrication Bigla disponible en version basse pour venir compléter harmonieusement le lit de soins bas. Possibilité de fixer les supports de lampes de chevet selon le besoin du client. Disponibilité d'une gamme de décor pour compléter le lit. Sans table de malade.



## Dimension extérieure table de nuit Primo tief

111110 1111

hauteur 71.9 cm, longueur 46.0 cm, profondeur 50.5 cm

hauteur 88 cm, longueur 44 cm, profondeur 45 cm

### Dimension intérieure tiroir

hauteur 10/12 cm, longueur 37.4 cm, profondeur 41.35 cm

#### **Extraction**

Etagère avec arrêtoir 46.0 cm

### **Roulettes**

6.9 cm

à frein pour celles de devant

