

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff

L'élégance fonctionnelle au service des soins

SafeLift

Révolutionne l'autonomie





Améliorer et préserver la mobilité

SafeLift | Une utilisation du lit révolutionnaire pour le résident

L'un des principaux objectifs des soins aux personnes âgées est d'améliorer, voire de préserver leur mobilité. Un résident plus mobile est en effet moins sujet aux chutes et aux effets secondaires tels que les escarres et voit sa santé globale préservée. Son estime de soi s'en trouve améliorée et il peut plus facilement mener sa vie de manière autonome.

L'utilisation du SafeLift est très simple : elle permet au résident de régler son lit de manière autonome et de le positionner de façon confortable pour lui. Grâce à sa forme arrondie, le résident peut également prendre appui sur le SafeLift lorsqu'il se redresse, ce qui favorise son automobilisation, réduit les appels au personnel pour régler la position du lit et soulage le personnel soignant.



Utilisation du lit facilitée pour le résident



Dispositif d'aide au redressement et à la mobilisation



Ni câbles, ni batterie



Ajustement individuel en fonction du résident

Utilisation du lit facilitée et mobilisation en toute sécurité

SafeLift | Aperçu des avantages du produit



01

Touches de réglage de la hauteur variable du lit et du relèvement du buste
Uniquement les fonctions dont le résident a vraiment besoin

02

Touches de grande taille mises en évidence aux niveaux tactile et visuel

03

S'adapte sur la main courante des demi-barrières permettant de le trouver rapidement

04

Touche GO / Touche d'activation pour éviter tout changement involontaire de la position du lit

05

Pivote à 360° et déplacement facile le long de la main courante de la demi-barrière

06

Design ergonomique qui convient à toutes les morphologies de main et bonne accessibilité des boutons de commande

07

Grande stabilité assurant une aide sécurisée au lever



Autonomie retrouvée

SafeLift, c'est aussi une solide poignée de mobilisation. Grâce à sa tête rotative, il suit la progression du résident quand il sort du lit et accompagne sa verticalisation. SafeLift, une nouvelle conception de l'autonomie.



Ni câble, ni batterie

Son installation sur la demi-barrière du lit est aussi simple que son utilisation. Sans câble qui gêne autour du lit, ni batterie à recharger, SafeLift fonctionne avec une technologie révolutionnaire !



Veilleuse automatique

SafeLift est équipé de touches fluorescentes permettant au résident de mieux s'orienter dans l'obscurité.



SafeLift – Petite poignée, grande utilité

Une valeur ajoutée pour les résidents, le personnel soignant et la direction de l'établissement

+ Résidents



+ Personnel soignant



+ Direction



Uniquement l'essentiel

- Accessibilité depuis la position allongée, réglage individuel et utilisation comme appui
- Prévention des chutes – aucun risque de trébucher sur un câble
- Positionnement du SafeLift en fonction des résidents
- Utilisation adaptée aux droitiers comme aux gauchers, et aux personnes qui se lèvent du côté gauche comme du côté droit
- Veilleuse automatique permettant au résident de s'orienter dans l'obscurité

Favoriser le soulagement du personnel et la mobilité

- Inciter les résidents à la mobilité et à l'autonomie
- À portée de main également pour le personnel soignant lors des tâches routinières, positions de soins réglables par télécommande comme à l'accoutumée
- Veilleuse automatique
- Fixation simple et sans outil sur toute barrière latérale de sécurité SafeFree®
- Adaptation facile aux besoins individuels des résidents
- Soulagement du personnel en raison de la réduction des appels pour régler la position du lit

Flexibilité et rentabilité

- Faibles coûts induits – pas de câble ni de batterie
- Fixation sans outil du SafeLift sur toutes les demi-barrières
- Utilisation indépendante du lit
- Compatibilité avec le système de sortie du lit SafeSense®
- Adaptation possible sur tous les lits de soins wissner-bosserhoff pourvus de demi-barrières*



Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Belgium bvba / sprl

Bedrijvenlaan 1 | 2800 Mechelen

Tel.: +32 (0)15 21 08 41 | Fax: +32 (0)15 29 14 64

E-mail: info@wi-bo.be | www.wi-bo.be

wissner-bosserhoff France

7, rue Augustin Fresnel | 37170 Chambray-Les-Tours

Tél : +33 (0) 247 25 02 10 | Fax : +33(0) 247 48 21 06

E-mail : info@wi-bo.fr | www.wi-bo.fr



bigla
care

Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Switzerland

T +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch



wissner-bosserhoff Germany