

Members of LINET Group

Tapis d'alarme

Bien positionnés, les tapis d'alarme exclusifs de descente de lit de l'assortiment Bigla Care augmentent la sécurité des résidents.

Personnes exposées au risque de chute déclenchent automatiquement l'alerte dès qu'elles quittent leur lit ou en tombent. Le tapis d'alarme fonctionne par radio-émetteur et se raccorde par câble à pratiquement toutes les installations de signalisation lumineuse.



Descente de lit de sécurité avec poignées de transport, émetteur gris

PPS-AMT 530/1

- **Destiné à l'utilisation en milieu hospitalier, maison de retraite et centre de géria-**
trie
- **Le récepteur PPS-RE07** retransmet l'alarme envoyée par le tapis à l'installation d'appel malade
- Surface **résistante** au sang, à l'urine et autres liquides
- Structure pastillée antidérapante et résistante, donnant de l'assurance
- Bords en biseau pour éviter de trébucher
- Praticable pour système de lavage et déambulateur
- Dimensions 110 x 70 x 0,9 cm
- Alimentation par batterie



Récepteur

PPS-RE07

Configuration du récepteur sur l'installation d'appel malade
Configuration du récepteur sur l'installation d'appel malade,
commutateur marche/arrêt et prise électrique
Configuration du récepteur sur l'installation d'appel malade ASCOM

Ce récepteur sert de **base** ; jusqu'à 32 produits d'appel malade différents peuvent être connectés par récepteur.

Members of LINET Group

Demandez notre fiche technique afin que nous puissions disposer des indications nécessaires pour configurer votre installation d'appel malade.