

Members of LINET Group

## Emetteur d'alarme

**Nous proposons un large assortiment de moyens techniques qui s'installent simplement et à un prix avantageux. De plus, leur capacité est extensible sachant que tous leurs composants sont compatibles entre eux** (principe de modularité).

Vous trouverez, entre autres, chez nous **le plus grand choix** de produits d'alerte qui peuvent être connectés via notre récepteur radio **avec l'installation d'appel malade existante** ; évolutif à souhait !



### Poussoir émetteur rouge

**PPS-TR-R**

- Montage partout et rapide avec sa fixation
- Montage simple, poussoir radio, pas d'alimentation électrique
- Alimentation par pile
- Étanche, montage possible en zone sèche tout comme humide
- Signal optique en cas de faible niveau de la pile
- Appuyer en cas d'urgence ; envoie le signal d'alarme à l'installation d'appel malade ou au système d'appel sur prise électrique



### Fixation pour poussoir émetteur

**PPS-ACC-28**

- Fixation pour poussoir émetteur PPS-TS-G/R
- Montage simple à l'aide de bande collante ou vis



### Set de changement de pile (excl. les piles)

Members of LINET Group



**Collier émetteur,  
Collier avec point destiné à la rupture**

**PPS-HBS**

- Emetteur d'appel d'urgence toujours à portée de main
- **Peut être porté sous la douche ou dans le bain. Emetteur totalement étanche IP65**
- Signal optique en cas de niveau faible de la pile
- Appuyer sur le bouton rouge en cas d'urgence ; l'émetteur envoie le signal d'alarme à l'installation d'appel malade ou au système d'appel sur prise électrique



**Collier de remplacement  
avec point destiné à la rupture**



**Bracelet émetteur**

**PPS-ABS**

- Emetteur d'appel d'urgence toujours au poignet
- **Peut être porté sous la douche ou dans le bain. Emetteur totalement étanche IP65**
- Signal optique en cas de niveau faible de la pile
- Appuyer sur le bouton rouge en cas d'urgence ; l'émetteur envoie le signal d'alarme à l'installation d'appel malade ou au système d'appel sur prise électrique



**Bracelet de rechange**

Members of LINET Group



## Récepteur

**PPS-RE07**

**Configuration du récepteur sur l'installation d'appel malade**  
**Configuration du récepteur sur l'installation d'appel malade,**  
**commutateur marche/arrêt et prise électrique**  
**Configuration du récepteur sur l'installation d'appel malade ASCOM**

Ce récepteur sert de **base** ; jusqu'à 32 produits d'appel malade différents peuvent être connectés par récepteur.

Demandez notre fiche technique afin que nous puissions disposer des indications nécessaires pour configurer votre installation d'appel malade.