



Comprendre
ce dont chacun
a besoin.

Table de malade/
à manger
Bigla

FACTSHEET

Table de malade/à manger Bigla



Pratique pour y déposer quelque chose, pour manger ou pour lire: la table de malade Bigla répond à des exigences essentielles. Réglable en hauteur par simple pression sur un bouton et grâce à son plateau pivotant, la table se transforme rapidement en une desserte pratique pour lire un livre en toute décontraction ou faire des mots croisés.

En plus, elle est peu encombrante et se glisse sous les tables de nuit Bigla. Et ce n'est pas tout: elle peut même être intégrée dans ces tables de nuit.

La hauteur est réglable avec une seule main en continu de 72 à 118 cm par simple pression sur le bouton-poussoir.

La table de malade respectivement la table à manger se glisse sous les tables de nuit Bigla Vario et Primo.

Hauteur

réglable de 72 à 118 cm

Piètement

Tube d'acier gris clair thermolaqué, art. 8740205338

Tube d'acier blanc RAL 9016, art. 8740205346

Plateau de table

78.5 x 40 cm, matière synthétique (même couleur que tube d'acier)

Charge maximale autorisée

5 kg

