

Members of LINET Group



Comprendre  
ce dont chacun  
a besoin.

Table de malade/  
à manger

FACTSHEET

# Table de malade/à manger



Pratique pour y déposer quelque chose, pour manger ou pour lire: la table de malade répond à des exigences essentielles. Réglable en hauteur par simple pression sur un bouton et grâce à son plateau pivotant, la table se transforme rapidement en une desserte pratique pour lire un livre en toute décontraction ou faire des mots croisés.

En plus, elle est peu encombrante et se glisse sous la table de nuit Primo. Et ce n'est pas tout: elle peut même être intégrée dans cette table de nuit.

La hauteur est réglable avec une seule main en continu de 72 à 118 cm par simple pression sur le bouton-poussoir.

La table de malade respectivement la table à manger se glisse sous la table de nuit Primo.

## Hauteur

réglable de 72 à 118 cm

## Piètement

Tube d'acier gris clair thermolaqué, art. 8740205338

Tube d'acier blanc RAL 9016, art. 8740205346

## Plateau de table

78.5 x 40 cm, matière synthétique (même couleur que tube d'acier)

## Charge maximale autorisée

5 kg

