

■ ■ wissner-
■ ■ bosserhoff



Chevet et table à manger au lit | Clinique



Tables de nuit et tables à manger au lit

Il est important pour les gens malades d'avoir un endroit rien qu'à eux, pour pouvoir ranger leurs effets personnels tout en ayant les objets importants à portée de main.

C'est une mission dont les tables de nuit wissner-bosserhoff, partenaire fiable des soins, s'acquittent

au quotidien. De plus, elles accompagnent les patients et le personnel soignant dans une multitude d'activités supplémentaires, comme les repas ou la lecture. Facilement accessibles depuis le lit, les tables de nuit wissner-bosserhoff préviennent efficacement les chutes et forment un tout harmonieux avec le lit médicalisé, répondant aux attentes les plus exigeantes en matière d'esthétique et de design fonctionnel.

Le portefeuille



Gamme stylo

Lorsque le design se fait fonctionnel

Pages 4 - 7



mano

Priorité à l'ergonomie

Page 8



Gamme classic

Classique et éprouvé

Page 9



Tables à manger au lit

Mobilité flexible

Pages 10 - 11

Gamme stylo

Lorsque le design se fait fonctionnel

La gamme de chevets stylo associe design convivial et fonctions innovantes, ce qui permet de mettre l'accent sur le côté pratique des produits.

Grâce à un mécanisme unique, il est possible de fixer sans outil le plateau-repas de n'importe quel côté de la table de nuit. La structure plus haute offre un plus grand espace de rangement et le réfrigérateur disponible en option répond à tous les souhaits d'aménagement. La variante Light (LE) de la gamme stylo comporte un plateau de lit fixe utilisable des deux côtés. Grâce à ses dimensions extérieures très fines, la table de nuit est très maniable.



stylo 3-LE



La structure de la variante LE permet une utilisation des deux côtés grâce à des tiroirs traversants.



Sur demande, le tiroir inférieur peut être remplacé par une porte. Le porte-bouteilles en option offre des rangements supplémentaires.



La structure compacte et la 5^e roulette indépendante de la version avec plateau-repas contribuent à la prévention des chutes grâce à une stabilité et une protection anti-basculement exceptionnelles.

L'orientation latérale sur 25° du plateau de la table à manger au lit permet un positionnement optimal du plateau repas pour le patient, sans avoir à bouger la table de nuit.



stylo 2



stylo 3



stylo 4



stylo 5



Les amortisseurs* (en option) apportent un confort d'utilisation supplémentaire pour les patients et le personnel soignant.



Tiroirs robustes avec porte-bouteilles intégré pour le rangement. La poignée* continue assure l'accessibilité depuis le lit.



Le mécanisme de changement de côté (droite/gauche) simple et sans outil permet d'installer le plateau-repas en fonction des besoins du patient et de l'espace disponible.

Gamme stylo

avec réfrigérateur

La gamme de chevets stylo avec réfrigérateur intégré séduit aussi par ses qualités intérieures. Le réfrigérateur intégré avec porte-bouteilles dans la porte intérieure répond à tous les souhaits d'aménagement et apporte aux patients un confort supplémentaire.



Les variantes stylo à la structure plus haute comprennent un compartiment intermédiaire spacieux en plus du réfrigérateur.



stylo 2-k



stylo 3-k



stylo 4-k



stylo 5-k

Le réglage en hauteur et la capacité de rotation à 25° du plateau-repas garantissent un positionnement optimal.

Plus grand confort d'utilisation pour les patients et le personnel soignant grâce aux amortisseurs.



Changement de côté de la table de lit plus simple et sans outil (gauche/droite).

Stabilité et protection anti-basculement exceptionnelles grâce à une 5^e roulette et à la structure plus compacte.

Le réfrigérateur est très spacieux avec une capacité de 41 l et peut aussi accueillir les grandes bouteilles.

mano

Priorité à l'ergonomie

Les chevets mano confèrent à la chambre du malade une ambiance conviviale. Utilisables des deux côtés, elles offrent des fonctionnalités intéressantes et peuvent être facilement bloquées par le patient avec leur frein manuel installé sur le plateau et actionnable depuis le lit. Le patient peut utiliser et déplacer sa table de nuit en toute autonomie, ce qui soulage le personnel soignant. Le porte-serviettes latéral est muni d'inserts pour ajouter des accessoires. Il est donc facile et rapide d'intégrer une lampe de lecture, un dispositif d'appel, etc. Le plateau de lit intégré peut être rangé discrètement pour gagner de la place. Orientable, il est équipé de réglettes qui offrent un bon maintien pour les livres et les magazines. Mano présente de nombreux avantages fonctionnels tout en se montrant élégant.



Le frein manuel installé sur le plateau peut être actionné facilement et simplement par le patient.



Les tiroirs sont de série sur les chevets mano.



Le tiroir avec porte-bouteilles intégré est facile d'accès depuis le lit, ce qui prévient les chutes.



mano

classic

Classique et éprouvé : le modèle de base

La gamme de chevets classic constitue le modèle d'entrée de gamme du portefeuille de tables de nuit wissner-bosserhoff, pour les petits budgets. Le modèle classic séduit par ses détails éprouvés. La finition de surface de qualité, le plateau arrondi et les barres décoratives intégrées harmonieusement donnent à ces tables de nuit un caractère distinctif. Pratique des deux côtés : les tiroirs, le compartiment intermédiaire et le compartiment inférieur peuvent être utilisés des deux côtés. Les chevets classic 1 sont également dotés d'un plateau de lit escamotable. Les roulettes peuvent être bloquées et débloquées facilement au moyen d'une pédale de frein.



classic 1

Grâce à leur plateau de lit réglable en hauteur, les classic 1 garantissent le confort de chaque patient. Les chevets classic 2 sont dépourvues du plateau de lit intégré, remplacé par un support pratique pour les bouteilles et les journaux.



classic 2



Le porte-serviette latéral offre un espace de rangement.



L'intérieur de la porte du compartiment bas peut être équipé d'un porte-bouteilles en option. Ainsi, rien ne risque de tomber.



L'alternative au compartiment de rangement : un grand tiroir avec porte-bouteilles intégré, qui offre un espace de rangement facile d'accès, même depuis le lit.

Tables à manger au lit

Mobilité flexible

Grâce à sa grande mobilité, la table de lit est un compagnon pratique des soins quotidiens. Selon les besoins, elle peut être approchée du chevet, du lit, du fauteuil de lecture, du fauteuil de transport ou du fauteuil roulant. Elle sert avant tout de tablette de lit et séduit par sa maniabilité pratique à une main.



stylo S3

Réglable en hauteur et pivotant, le plateau de lit s'adapte à tous types d'utilisation, comme les repas ou l'ergonomie de lecture.



stylo S3T

Les patients apprécieront la surface de rangement supplémentaire, qui est fixe et ne peut être réglée séparément. Il est ainsi possible de lire tout en buvant son café.



solido 2

Ce plus gros modèle de plateau de lit offre un plus grand confort aux patients qui ne peuvent quitter le lit. Un système antidérapant maintient les documents et les livres et empêche les objets de glisser lorsque le plateau est incliné. Le solido 2 est également disponible avec un plateau de lit fixe.



Vue d'ensemble de la gamme

Table de chevet stylo











					
	stylo 2	stylo 2-LE	stylo 2-k	stylo 3	stylo 3-LE
Plateau de lit réglable en hauteur	-	-	-	✓	✓
Plateau de lit rotatif	-	-	-	○	-
Utilisable des deux côtés	-	✓	-	✓	✓*
Frein manuel sur le plateau	-	-	-	-	-
Nombre de tiroirs	2	1**	1	2	1**
Nombre de portes	0	1	1	0	1
Amortisseurs de tiroirs	○	-	○	○	-
Réfrigérateur intégré	-	-	✓	-	-
Compartiment intermédiaire spacieux	✓	✓	-	✓	✓
Dimensions (l x H x P) plateau de lit pliant	52 x 83 x 47 cm	45 x 84 x 47 cm	52 x 83 x 50 cm	69 x 83 x 47 cm	58 x 84 x 47 cm
Hauteur du plateau	-	-	-	env. 78 - 114 cm	env. 76 - 108 cm
Dimensions du plateau	-	-	-	env. 57 x 37,5 cm	env. 57 x 37,5 cm
Inclinaison graduelle	10 crans de 36°	-	-	10 crans de 36°	10 crans de 36°
Charge du plateau	15 kg au centre	-	-	15 kg au centre	15 kg au centre
Poids total de la table de chevet	env. 30 kg	env. 28 kg	env. 42 kg	env. 39 kg	env. 38 kg

Table de chevet stylo

					
	stylo 3-k	stylo 4	stylo 4-k	stylo 5	stylo 5-k
Plateau de lit réglable en hauteur	✓	-	-	✓	✓
Plateau de lit rotatif	○	-	-	○	○
Utilisable des deux côtés	✓	-	-	✓	✓
Frein manuel sur le plateau	-	-	-	-	-
Nombre de tiroirs	1	2	1	2	1
Nombre de portes	1	0	1	0	1
Amortisseurs de tiroirs	○	○	○	○	○
Réfrigérateur intégré	✓	-	✓	-	✓
Compartiment intermédiaire spacieux	-	✓	✓	✓	✓
Dimensions (l x H x P) plateau de lit pliant	69 x 83 x 50 cm	52 x 93 x 47 cm	69 x 93 x 50 cm	69 x 93 x 47 cm	69 x 93 x 50 cm
Hauteur du plateau	env. 78 - 114 cm	-	-	env. 78 - 114 cm	env. 78 - 114 cm
Dimensions du plateau	env. 57 x 37,5 cm	-	-	env. 57 x 37,5 cm	env. 57 x 37,5 cm
Inclinaison graduelle	10 crans de 36°	-	-	10 crans de 36°	10 crans de 36°
Charge du plateau	15 kg au centre	-	-	15 kg au centre	15 kg au centre
Poids total de la table de chevet	env. 51 kg	env. 31 kg	env. 43 kg	env. 40 kg	env. 52 kg

Chevets classic et mano




			
	classic 1	classic 2	mano
Plateau de lit réglable en hauteur	✓	-	✓
Plateau de lit rotatif	-	-	-
Utilisable des deux côtés	✓	✓	✓
Frein manuel sur le plateau	-	-	✓
Nombre de tiroirs	1**	1**	2
Nombre de portes	1	1	○
Amortisseurs de tiroirs	-	-	-
Réfrigérateur intégré	-	-	-
Compartiment intermédiaire spacieux	✓	✓	✓
Dimensions (l x H x P) plateau de lit pliant	52 x 87 x 50 cm	52 x 87 x 50 cm	51 x 93 x 49 cm
Hauteur du plateau	env. 72 - 108 cm	-	env. 78 - 114 cm
Dimensions du plateau	env. 60 x 34,5 cm	-	env. 60 x 34,5 cm
Inclinaison graduelle	7 crans	-	7 crans
Charge du plateau	9 kg au centre	-	9 kg au centre
Poids total de la table de chevet	env. 52 kg	env. 30 kg	env. 35 kg

Table de lit stylo et solido


				
	stylo S3	stylo S3T	solido 2	
Plateau de lit réglable en hauteur	✓	✓	✓	✓
Plateau de lit pivotant	✓	✓	✓	-
Plateau de lit fixe sans pivot	-	-	-	✓
Tablette fixe	-	✓	✓	-
Plateau de lit à allonge	-	-	✓	✓
Dimensions (l x P)	83 x 43 cm	95 x 43 cm	99 x 45 cm	96 x 45 cm

Couleurs et motifs*

Décors unis ou bois



Blanc pur



Blanc perlé



Gris clair



Rose



Mandarine



Bleu ciel



Vert menthe



Anis



Érable clair



Hêtre



Poire



Zebrano


Table de lit unie




Gris blanc
(uniquement avec
RAL 9002)



Mastic
Table de lit (uniquement avec
RAL 9006)



RAL 9002 Blanc gris



RAL 9006 Aluminium blanc

Couleurs RAL (parties métalliques)





Members of LINET Group

bigla
care

Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Switzerland

T +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Czech Republic

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.com | www.linet.com

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4–6 | 58739 Wickede (Ruhr) | Allemagne

tel. : +49(0)2377/784-0 | fax : +49(0)2377/784-163 | e-mail: info@wi-bo.de | www.wi-bo.de