

ESSENZA

Turn To The Essence Of Care

LINET



Le lit d'hôpital polyvalent

ESSENZA 300


Lit d'hôpital universel bas avec une charge de travail particulièrement élevée, jusqu'à 300 kg, augmente la sécurité de tous les patients.




Prévention des chutes pendant le sommeil
25.5 cm



Mobilisation sécurisée à hauteur de siège
40 cm



Hauteur de travail optimale pour le personnel soignant
78 cm




ESSENZA 300 LT


L'inclinaison latérale devient le "Gold Standard" en soins intensifs et garantit une ergonomie optimale et une mobilisation efficace.




Mobilisation précoce des patients



Manipulation des patients sécurisée



Transfert des patients facilité



Aperçu des barrières latérales



Demi-barrières latérales Safe&Free

confèrent un aspect confortable,
peuvent être positionnées à
différentes hauteurs et aident ainsi
les patients à sortir du lit.



Demi-barrières latérales Safe&Free

en combinaison avec des aides à la
mobilisation, les patients sont
soutenus de manière optimale lors de
l'entrée et de la sortie du lit et sont
encouragés dans leur mobilisation
précoce.



Barrières latérales continue, rabattables

assurent une prévention efficace des
chutes et sont faciles à utiliser en
toute sécurité par le personnel de
soins.



Members of LINET Group

Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach | Switzerland

T +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch