
wissner-bosserhoff



Accessoires | Lits d'hôpital

Fonctionnalité – qualité élevée – manipulation aisée

wissner-bosserhoff (groupe LINET) est le premier fournisseur de lits de soin et d'hôpital en Europe. Afin de compléter de manière optimale les fonctionnalités de nos lits, nous proposons une large gamme d'accessoires pratiques et uniques.

Nous garantissons une qualité des plus élevées, avec une sélection de matériaux et de procédés de fabrication de qualité, des fonctionnalités très pratiques et des produits particulièrement faciles à manipuler. Dans un quotidien des soins de plus en plus complexe, il est important de bien utiliser le temps très précieux et de plus en plus court passé auprès du patient. C'est pourquoi les capacités techniques de nos lits et accessoires vous soutiennent au mieux dans votre travail de soin.



Table des matières



Mobilisieren	4
1. Aufrichter	4
2. Trapezgriffe	5
3. Aufrichterleiter	6
4. Gehstockhalter	7
5. Mobilisationshilfe eleganza 1	7
Versorgen	8
1. Infusionsständer	9
2. Tropfglas für Infusionständer	11
3. Infusionsspange / Infusionshalter	11
4. Infusionspumpenhalter/Medizingerätehalter	11
5. Orthopädische Häupterbügel	12
6. Edelstahlschienen	13
7. Beatmungsschlauchhalter	14
8. Transportbügel multicare	14
9. Vertikale & horizontale Sauerstoffflaschenhalter	16
Monitoring	18
Dokumentieren	19
1. Schreibtablett	19
2. Patientenblatthalter	19
3. Namensschildklemmen	20
Komfort	21
1. Handtuchhalter	21
2. Handschalterhalter horizontal & vertikal	22
3. Handybox eleganza 2	23
4. Leselampe	23
5. Flaschenhalter stylo	23
6. Kabelklemme für Rundrohraufrichter	23
Verstauen	24
1. Urinflaschenkörbe	24
2. Urinbeutelhalter	24
3. Zubehörhalter für die Seitensicherungen	25
4. Mehrzweckhaltestange	25
5. Redonflaschenhalter	25
Sichern	
1. Seitensicherungsaufsatz für geteilte Seitengitter	26
2. Protektoren	27
3. Seitenteilpolster	28
Klinikbetten	24

Mobilisation

Assurer la mobilité des patients

La mobilisation des patients est un objectif central dans le domaine des soins afin d'assurer que les patients restent autonomes ou le redeviennent. Cela permet non seulement de prévenir les risques liés aux soins tels que les escarres,

mais également de contribuer au rétablissement du patient.

1. Potence

4 chevilles de fixation maintiennent le trapèze en place.
Une sélection de couleurs métalliques (RAL 9002, RAL 9006, chromé, acier inoxydable)* ainsi qu'un design spécial pour les têtes de lit fixes vous permettent de choisir la potence appropriée pour chaque situation.

1.1 Potence pour lits bariatriques

Une potence à charge utile de jusqu'à 100 kg est disponible pour le lit bariatrique image 3-b. Elle est disponible en version thermolaquée en RAL 9002 et RAL 9006.



04-1183 Potence, RAL 9002



20-0611Potence bariatrique double pour le lit bariatrique image 3

Compatibilité

Référence	Description	іЗ	e5	e3/e3XC	e2	e1	mc
20-0433	Potence pour lits à tête fixe, thermolaquée, RAL 9002		/	V	~		/
20-0434	Potence pour lits à tête fixe, chromée		V	/	V		V
04-1183	Potence, thermolaquée, RAL 9002, RAL 9006, et chromée au choix	/				/	
20-0599	Potence, acier inoxydable	/					

Vous trouverez la liste des abréviations à la page 31

2. Poignée trapèze

La sangle de retenue du trapèze est réglable en longueur afin de mobiliser de manière optimale les patients de toutes les tailles. Le système d'enroulement automatique est extrêmement facile à utiliser et une protection spéciale empêche la sangle de retenue de glisser. Une variante de base avec un réglage simplifié de la hauteur est également disponible. Les trapèzes sont compatibles avec toutes les potences.



10-0502

Poignée trapèze ovale avec enroulement automatique. L'enroulement automatique de la poignée est doté d'un bouton de déclenchement rouge



01-011094

Poignée trapèze lavable avec enroulement automatique convenant à un nettoyage mécanique. L'enroulement automatique de la poignée est doté d'un bouton de déclenchement vert



01-009160

Poignée trapèze ovale avec réglage basique de la hauteur



10-0681

Poignée forte capacité pour les patients bariatriques avec une capacité de charge de 90 kg

Mobilisation

Assurer la mobilité des patients

3. Échelle de redressement

L'échelle de redressement s'attache à un pied ou au cadre du lit. Les 4 barreaux aident le patient à se redresser.



50-0010 Échelle de redressement à 4 barreaux

4. Porte-canne

Lorsque la mobilité d'un patient est limitée, il est important de proposer un endroit où ranger les accessoires utilisés pour assurer la mobilité. Le portecanne permet de ranger les cannes sur le lit à portée de main. Il permet

ainsi de prévenir les risques de chutes et de trébuchement. Il existe 2 variantes à installer directement sur le panneau HPL ou bien sur le haut des panneaux de lit en plastique et en métal.



20-0166Porte-canne pour panneaux de lit en plastique



20-0345
Porte-canne pour panneaux HPL

5. Aide à la mobilisation eleganza 1

L'aide à la mobilisation aide les patients à se lever du lit et peut être installée sur le lit en toute simplicité. L'aide à la mobilisation peut être réglée sur deux niveaux afin d'aider les patients de toutes tailles.





 $\begin{tabular}{ll} \bf 20-0588 \\ \end{tabular} Aide a la mobilisation pour lits eleganza {\bf 1} \\ \end{tabular}$

Soins

Des soins optimaux

Le quotidien des soins est complexe et le temps consacré à chaque patient devient de plus en plus court. C'est pourquoi nous vous offrons une gamme d'accessoires pratiques extrêmement faciles à manipuler pour vous permettre d'utiliser de manière optimale le temps précieux passé avec le patient. Pour plus de sécurité, nos tiges porte-sérum peuvent être équipées d'un système de fixation à activer d'une simple rotation de la tige.





1. Tige porte-sérum

Les tiges porte-sérum sont l'un des plus importants accessoires de lit d'hôpital. C'est pourquoi wissner-bosserhoff offre de nombreuses versions télescopiques avec différents mélanges de matériaux et différentes capacités de charge.



50-0694

Tige porte-sérum avec 4 crochets en métal, capacité de charge de 2 kg par crochet



50-0691

Tige porte-sérum à angle de 45 $^{\circ}$ avec 4 crochets en plastique, capacité de charge de 2 kg par crochet

Numéro d'article	Tige droite	Tige à angle	Crochets en métal	Crochets en plastique	Capacité de charge par crochet	Matériau	
50-0694	~		~		2 kg	Chromé	
50-0698	~		~		5 kg	Chromé	
50-0693		~	~		2 kg	Acier inoxydable	
50-0691-000		~		✓	2 kg	Chromé	
50-0691-0001	~			✓	2 kg	Chromé	
50-0692 avec collecteur de gouttes	~			~	2 kg	Chromé	

Les tiges porte-sérum indiquées dans le tableau ci-dessous sont compatibles avec les types de lits suivants : i $3 \mid 3-b \mid e5 \mid e3 \mid e3XC \mid e2 \mid e1$ Vous trouverez la liste des abréviations à la page 31

Soins

Des soins optimaux



20-0423
Tige porte-sérum télescopique avec
4 crochets en plastique, capacité
de charge de 2 kg par crochet,
chromée, pour lits multicare



20-0639
Tige porte-sérum télescopique à angle avec 4 crochets en métal, capacité de charge de 2 kg par crochet, pour lits multicare

Tige porte-sérum, entièrement résistante au lavage automatique

Nous proposons une gamme de tiges porte-sérum entièrement résistantes au lavage automatique pour accompagner le lit lavable image 3-w:

Référence	Tige droite	Tige à angle	Crochets en métal	Crochets en plastique	Capacité de charge par crochet	Matériau
50-0739	~			~	2 kg	Acier inoxydable
50-0740	~		✓		5 kg	Acier inoxydable
50-0741		~		~	2 kg	Acier inoxydable
50-0742		~	✓		2 kg	Acier inoxydable

2. Collecteur de gouttes pour tige porte-sérum



01-006094

Collecteur de gouttes à installer sur les tiges porte-sérum 50-0693 et 50-0694

4. Support de pompe à perfusion / support de

dispositifs médicaux

Le support de pompe à perfusion et le support de dispositifs médicaux servent à installer d'autres accessoires sur le lit, tels que des pompes à perfusion devant se déplacer avec le lit. Vous pouvez les enficher dans les 4 logements pour tiges porte-sérum et potences présents sur les lits universels :

3. Barre porte-perfusion / support de perfusion

Différents supports de perfusion permettent de suspendre les perfusions sur la potence.

Vous pouvez également fixer des crochets de potence à l'avant de la potence. Un outil spécial est alors requis (réf. 01-010694).



20-0055

Support horizontal de perfusion avec 4 crochets pour toutes les potences à tube rond, chromé



50-0688

Crochet de potence, capacité de charge 5 kg, compatible

avec les potences suivantes : 20-0433, 20-0434.

04-1183 et 20-0599.



Barre porte-perfusion avec 4 crochets à enficher sur la potence, RAL 9006, capacité de charge 5 kg

par crochet



50-0090

Support de pompe à infusion avec rail DIN horizontal, chromé



20-0176

Support de dispositif médical 1,40 m de haut, chromé

Soins

Soins orthopédiques et soins intensifs

5. Poignée de panneau orthopédique

Les poignées de panneau orthopédiques permettent de fixer des systèmes d'extension ou d'autres accessoires au lit du patient. Ces poignées sont insérées dans les logements pour les potences et tiges porte-sérum.




20-0390

Poignée de panneau orthopédique pour lits eleganza 3 et eleganza 3XC, chromée



20-0604

Poignée de panneau orthopédique pour lits eleganza 2, chromée



20-0575

Poignée de panneau orthopédique pour lits image 3, chromée ou RAL 9006 au choix

6. Rails en acier inoxydable

Les rails en acier inoxydable s'attachent de manière flexible au rail d'accessoires grâce aux crochets de fixation. Ces rails normalisés vous permettent de fixer des accessoires à l'aide de supports correspondants.

Il existe 2 longueurs différentes au choix : 26 cm (réf. : 20-0159)

et 53 cm (réf. : 20-0254).



20-0254

Rail normalisé en acier inoxydable, 53 cm

Compatibilité

Référence	Description	іЗ	e5	e3/e3XC	e2	e1	mc
20-0159	Rail normalisé, longueur 26 cm	✓		~	V	/	
20-0254	Rail normalisé, longueur 53 cm	✓	/				

Pour monter le rail normalisé sur le lit eleganza 5, le support d'accessoire 20-0641 (voir le chapitre « Rangement », point 3) est requis.

Soins

Soins orthopédiques et soins intensifs

7. Support de tube respiratoire

Les supports de tube respiratoire s'insèrent dans les logements à la tête du lit et maintiennent le tube respiratoire en place en toute sécurité. Les bords arrondis de la plaque du support de tube préviennent tout endommagement du tube respiratoire. Le col de cygne flexible et une articulation facile à ajuster permettent un positionnement parfait.

8. Poignée de transport multicare

La poignée de transport s'installe facilement au pied du lit. Cette poignée permet aux soignants de déplacer le lit de manière ergonomique ainsi que d'assurer les soins du patient pendant le transport en y accrochant un chariot d'appareils médicaux.



20-0396

Support de tube respiratoire à installer dans les logements de 16 mm à la tête du lit, pour lits eleganza 3 et eleganza 3XC

20-0421 (non illustré.)

Support de tube respiratoire à installer dans les logements de 16 mm à la tête du lit, pour lits multicare


20-0638 (non illustré.)

Support de tube respiratoire à installer dans les logements de $16\,\mathrm{mm}$ à la tête du lit, pour lits eleganza $5\,\mathrm{mm}$



29-0386

Poignée de transport pour lits multicare, installation au pied du lit, possibilité d'accrocher un chariot d'appareils médicaux




Soins

Ranger l'oxygène en toute sécurité

9. Support vertical et horizontal pour bouteille d'oxygène

Si le patient doit être oxygéné pendant le transport, vous pouvez choisir un support vertical ou horizontal pour la bouteille d'oxygène selon le design du lit. Une construction robuste en acier inoxydable permet de monter des bouteilles d'oxygène sur le lit en toute sécurité et sans outils.



20-0437

Support vertical pour bouteille d'oxygène, à installer dans les logements 16 mm extérieurs sur la tête de lit des lits eleganza 3 et eleganza 3XC, acier inoxydable



20-0438

Support vertical pour bouteille d'oxygène, à installer de l'extérieur sous la tête de lit.

pour les lits eleganza 3 et eleganza 3XC, acier inoxydable

20-0602 (non illustré)

Support vertical pour bouteille d'oxygène, à installer de l'extérieur sous la tête de lit,

pour les lits eleganza 2, acier inoxydable



20-0603

Support vertical pour bouteille d'oxygène, à installer dans les logements extérieurs pour potence et tige porte-sérum,

pour les lits eleganza 2, acier inoxydable



20-0439

Support horizontal pour bouteille d'oxygène, à installer de l'extérieur sur la tête de lit, pour les lits image 3, eleganza 1, eleganza 3 et eleganza 3XC, acier inoxydable



20-0425

Support vertical pour bouteille d'oxygène, à installer à la tête du lit, type B, pour lits multicare




20-0671

Support vertical pour bouteille d'oxygène, à installer sur le châssis, type E, pour lits multicare



50-0673

Support horizontal pour bouteille d'oxygène, à installer sous la tête de lit, pour les lits eleganza 2



20-0426

Support horizontal pour bouteille d'oxygène, à installer sur le châssis, type C, pour lits multicare



29-0394

Support pour Oxylog pour lits multicare, à installer sur la tête de lit, avec rail DIN

10 cm sous le tube rond supérieur

Surveillance

Garder toujours un œil sur le patient



20-0389

Tablette moniteur pour les lits eleganza 3 et eleganza 3XC

Il est essentiel de surveiller les fonctions vitales des patients dans un état critique, sous anesthésie ou atteints de certaines maladies. Grâce aux solutions de wissner-bosserhoff, les moniteurs requis peuvent être placés au pied du lit et offrent ainsi une solution sûre et mobile pour le transport des patients. L'installation de la tablette pour moniteur dépend du type de lit, mais la conception de la tablette est identique.

Compatibilité des lits

Tablette moniteur pour le lit Référence	
image 3	20-0348
multicare	20-0422
eleganza 5	20-0632
eleganza 3/3XC	20-0389
eleganza 2	20-0608
eleganza 1	20-0607

Documentation


Documentation flexible des patients

Le quotidien des soins comprend également la documentation écrite des informations sur les patients, des instructions ou autres remarques.

1. Tablette d'écriture


La tablette d'écriture offre un support stable pour réaliser la documentation

directement au lit du patient. La tablette d'écriture 20-0015 pour panneaux de lit en plastique et en métal peut être installée sur tous les lits d'hôpital wissner-bosserhoff. Pour les lits image 3, il existe une alternative argentée (similaire à RAL 9006) à installer sur le panneau HPL.



20-0015

Tablette d'écriture blanche pour panneaux de lit en plastique ou en métal



20-0370

Tablette d'écriture argenté à installer sur le panneau HPL (uniquement pour les lits image 3, image 3-w et image 3-b)

2. Support de documents de patient

Le support de documents de patient et le porte-documents permettent de conserver les dossiers et les fiches des patients à portée de main des soignants et des médecins.




20-0180

Support de documents de patient DIN A4 pour panneaux de lit en plastique, couleur similaire à RAL 9002



20-0394

Support de documents de patient DIN A4 pour panneaux de lit en métal, montage sur le panneau HPL, couleur similaire à RAL 9006



20-0574

Porte-documents pour documents DIN A4, compatible

avec tous les lits wissner-bosserhoff

Documentation

Identification flexible des patients

3. Badges porte-nom

Afin de vous permettre de vous adresser aux patients de manière person-

nelle, nous

proposons des badges porte-noms et des étiquettes d'identification adaptés à chaque lit.

Référence		Description	Compatible avec
20-0046	Max Mustermann	Logement de badge porte-nom en plastique pour panneaux de lit en métal à tube rond	image 3 image 3-b
20-0328	Man Mustermann	Support de badge porte-nom en plastique pour panneaux HPL	image 3 image 3-b
50-0331	Man Mustermann	Logement de badge porte-nom pour panneaux de lit en plastique, design E3	image 3 image 3-b eleganza 3 eleganza 3XC
20-0609	Max Mustermann	Support de badge porte-nom pour panneaux de lit en plastique	eleganza 2 eleganza 1
50-0108	Max Mustermann	Support de badge porte-nom autocollant	multicare

Confort

Le confort qui fait la différence

Parfois, de simples détails suffisent à augmenter le bien-être du patient et ainsi favoriser son rétablissement.

1. Porte-serviettes

Permet de ranger la serviette du patient directement sur le lit afin qu'elle reste à portée de main. Le porte-serviettes s'accroche très simplement au pied du lit.



20-0353


Porte-serviettes pour panneaux de lit en métal, s'installe sur le panneau HPL,

pour la série de lits image 3



20-0600

Porte-serviettes pour l'eleganza 2



20-0165

Porte-serviettes pour panneaux de lit en bois et en plastique (sauf eleganza 2 et multicare)

Confort

Le confort qui fait la différence

2. Support horizontal et vertical pour télécommande

La télécommande se range dans un logement fixe et facile d'accès sur la barrière latérale des lits image 3 et eleganza 2. Les supports de télécommande peuvent être tournés et inclinés pour permettre à chaque patient de trouver facilement la position optimale.



20-0592


Support vertical pour télécommande, compatible avec les barrières latérales SafeFree $^{\tiny \circledcirc}$

des lits image 3 et image 3-w



Support horizontal pour télécommande, compatible avec les barrières latérales SafeFree®

des lits image 3 et image 3-w




50-0684

Support pour télécommande pour barrières latérales discontinues sur les lits eleganza 2

3. Casier pour téléphone eleganza 2

Permet de conserver les affaires personnelles du patient telles que son téléphone portable, ses lunettes, etc.

toujours à portée de main. Le casier pour téléphone s'accroche à la barrière latérale du lit eleganza 2.



50-0683

Casier transparent « Handy » pour lits eleganza 2

4. Lampe de lecture

La lampe de lecture s'insère dans le logement pour potence et tige porte-sérum et offre un éclairage direct au patient dans le lit.



20-0573

Lampe de lecture, compatible avec les lits eleganza 3, eleganza 3XC, eleganza 2 et eleganza 1 $\,$

5. Porte-bouteille stylo




50-0652

Porte-bouteille pour la série de tables de nuit stylo

6. Serre-câble pour potence à tube rond

Pour toujours positionner parfaitement le bouton d'appel des soignants à la portée du patient, ce serre-câble en plastique léger permet de fixer le bouton d'appel sur la potence.



20-0295

Serre-câble pour fixer le bouton d'appel des soignants sur la potence à tube rond, pour tous les lits à potence

Rangement

Ranger en toute sécurité les drainages et systèmes d'évacuation

1. Paniers pour urinal

Choisissez l'un des différents paniers pour urinal disponibles afin de ranger discrètement les urinaux sur le lit d'hôpital. L'installation dépend du type de lit et s'effectue sur le rail à accessoires ou sur un crochet à accessoire monté sur la barrière latérale.



20-0241

Panier pour urinal à 2 crochets, montage sur le rail à accessoires, pour lits eleganza 3, eleganza 3XC, eleganza 2, eleganza 1 et multicare




20-0391

Panier pour urinal avec 1 crochet, forme triangulaire, à installer sur un crochet à accessoire sur la barrière latérale (voir article 20-0397 et 20-0590 au point 3), pour image 3, eleganza 3 et eleganza 3XC

2. Support pour poche à urine

Le support pour poche à urine permet d'accrocher la poche à urine sur le rail à accessoires lorsque le patient a besoin d'un cathéter et d'une poche à urine. Il est inclinable et équipé d'un œillet.



20-0144

Support pour poche à urine inclinable avec 2 œillets, pour les lits équipés d'un rail à accessoires : image 3, eleganza 3, eleganza 3XC, eleganza 2 et eleganza $\bf 1$



50-0685

Support pour poche à urine, 1 paire, à installer sur la barrière latérale, pour lits multicare

3. Porte-accessoire pour les barrières latérales

Accrochez les paniers à urinal, les poches à urine et les autres accessoires devant la barrière latérale à l'aide d'un crochet à accessoires. Ce crochet s'accroche sans outil et garantit une fixation des plus sûres.



20-0590

Porte-accessoire avec 1 crochet, à installer sur l'écran de protection du lit image 3



20-0397

Porte-accessoire avec 1 crochet, à installer sur la barrière latérale sur les lits eleganza 3, eleganza 3XC, et eleganza 2



20-641

Porte-accessoire à installer sur la barrière latérale avec logement pour rail DIN (20-0254) pour lits eleganza 5

4. Barre de fixation multiusage

La barre de fixation multiusage vous permet de fixer en toute sécurité les systèmes d'évacuation ou les drainages le long de la barre à accessoires sur le lit. Vous réduisez ainsi le risque d'arracher une conduite ou de trébucher.



20-0392

Barre de fixation multiusage avec 5 crochets, compatible avec la série eleganza

5. Support pour flacon de Redon

Accrochez les flacons de Redon en toute sécurité sur le rail à accessoires grâce au support pour flacon de Redon. Accrochez simplement le support au rail à l'aide d'un crochet à accessoire.



20-0393

Support pour 2 flacons de Redon, pour lits eleganza 1, eleganza 2, eleganza 3 et eleganza 3XC

Sécurisation


Pour gagner en sécurité

La prévention des chutes est une préoccupation centrale dans le quotidien des soins. Nos barrières latérales.

garnitures et protecteurs offrent une sécurité très élevée.

1. Supplément de barrière latérale pour barreaux latéraux discontinus

Lorsque vous utilisez des systèmes de prévention des escarres très hauts, il est nécessaire d'augmenter la hauteur des barrières latérales. Ce supplément de barrière latérale se monte en toute sécurité sur la barrière latérale existante afin de répondre aux exigences de la norme IEC 60601-2-52.



20-0598

Supplément de barrière latérale pour les barrières latérales discontinues SafeFree® sur les lits image 3 et image 3-w, hauteur 8 cm



20-0572

Supplément de barrière latérale pour barrières latérales ¾ sur les lits image 3, eleganza 2 et eleganza 1.

Hauteur: 10 cm, couleur: RAL 9002 ou RAL 9006 au choix

2. Protecteurs

Un protecteur complète les barrières latérales discontinues présentant un espace vide au pied du lit ou les barrières latérales ¾ afin d'offrir une sécurité maximale.



20-0577

Set de protecteurs pour barrières latérales $^{3}\!4$ et discontinues à connecter aux panneaux de lit en plastique pour fermer l'espace vide au pied du lit, pour image 3 et eleganza 1



20-0560

Set de protecteurs pour lits eleganza 3 et eleganza 3XC pour fermer l'espace vide au pied du lit. Le lit doit être équipé de logements pour protecteurs



50-0666

Set de protecteurs pour lits multicare pour fermer l'espace vide au pied du lit. Pour un maximum de confort, commandez également la garniture adaptée.

Pour les lits eleganza 2 équipés de barrières latérales ¾, utiliser le protecteur **50-0682 (non illustré)** pour fermer l'espace vide.

50-0597 (non illustré)

Garniture pour barrières latérales 3/4, pour les lits image 3 et eleganza 1.

29-0499 (non illustré)

Housse pour protecteur pour barrières latérales 3/4

20-0637 (non illustré)

Set de protecteurs pour lits eleganza 5 pour fermer l'espace vide au pied du lit.

Un set de housses est déjà inclus.

Sécurisation

Pour gagner en sécurité

3. Garniture latérale

Les garnitures latérales servent de mesure de sécurité supplémentaire, par exemple pour empêcher les patients agités de se cogner. Ces garnitures

latérales sont fabriquées à partir d'un matériau robuste et facile à nettoyer. Elles sont faciles à monter et à fixer sur la barrière latérale.



50-0174
Garniture pour barrière latérale SafeFree®, version fermée

avec sangle de sécurité, gris perle, pour lits image 3 et image 3-w



50-0155Garniture pour barrière latérale SafeFree®,
version avec boutons pression, gris perle, pour lits image 3 et image 3-w



50-0630Set de garnitures latérales pour lits eleganza 2, avec boutons pression



Garniture pour lits eleganza 3 et eleganza 3XC Également disponible en paires pour chaque barrière latérale.



50-0328Set de garnitures pour les barrières latérales côté tête sur les lits eleganza 3 et eleganza 3XC, avec boutons pression, gris perle



Set de garnitures pour barrières latérales centrales sur les lits eleganza 3 et eleganza 3XC, avec boutons pression, gris perle



20-0578

Set de garnitures latérales pour protecteurs côté pied sur les lits eleganza 3 et eleganza 3XC, avec boutons pression, gris perle

Sécurisation

Pour gagner en sécurité



20-0432

Garniture latérale pour lits multicare, set pour barrière latérale côté tête et centrale, avec fenêtre pour éléments de commande côté tête



20-0447

Set de garnitures pour l'inclinaison latérale sur les lits multicare

Lits d'hôpital

Liste des abréviations



image 3 (i3) Lit d'hôpital universel et lit d'hôpital surbaissé



image 3-w (i3-w) Lit d'hôpital universel lavable à position basse



image 3-b (i3-b) Lit à usage universel pour les patients bariatriques



eleganza 5 (e5)
L'innovation avec une touche humaine



eleganza 3 (e3)
Lit universel pour les soins normaux
aux soins intermédiaires



eleganza 3XC (e3XC) Le lit de soins intensifs interdisciplinaire



eleganza 2 (e2) Le nouveau standard pour les soins intensifs



eleganza 1 (e1) Lit d'hôpital universel



multicare (mc)
Lit de soins intensifs haut de gamme

Couleurs RAL (parties métalliques)



RAL 9002 Blanc gris



RAL 9006 Aluminium blanc



Surface chromée





Members of LINET Group



Bigla Care AG

Bernstrasse 3 | CH-3421 Lyssach| Switzerland T +41 31 700 92 00 | info@bigla-care.ch | www.bigla-care.ch

LINET spol. s r.o.

Želevčice 5 | 274 01 Slaný | Czech Republic

tel.: +420 312 576 400 | fax: +420 312 522 668 | e-mail: info@linet.com | www.linet.com

wissner-bosserhoff GmbH

Hauptstraße 4-6 | 58739 Wickede (Ruhr) | Allemagne

tel.: +49(0)2377/784-0 | fax: +49(0)2377/784-163 | e-mail: info@wi-bo.de | www.wi-bo.de